

Instrukcja użycia okładów zimno-ciepłych

Okład zimno-ciepły to produkt medyczny do stosowania zewnętrznego na nieuszkodzoną skórę w celu łagodzenia i leczenia bólu w klinikach, gabinetach, gospodarstwach domowych i rekreacji. Jest to żelowy okład wielokrotnego użytku do stosowania w terapii zimnem i ciepłem.

Zakresy zastosowania

Stosowanie na zimno:

Umieścić okład w zamrażarce lub zamrażalniku na ok. 2 godziny.

Stosowanie zimna łagodzi miejscowy ból i ma działanie zmniejszające przekrwienie. Może być stosowany w następujących przypadkach:

- ostre zapalenie stawów i mięśni
- tępe urazy
- siniaki
- ukąszenia owadów
- bóle zębów
- stłuczenia
- obrzęki
- skręcenia
- bóle głowy
- krwawienie z nosa
- lekkie oparzenia

Stosowanie na ciepło:

Okład można podgrzać w kuchenke mikrofalowej lub w ciepłej wodzie zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Okład	Kuchenka mikrofalowa o mocy 600 W	Kąpiel wodna 80°C	Okład	Kuchenka mikrofalowa o mocy 600 W	Kąpiel wodna 80°C
30 x 40	4:00 Min	4:00 Min	7,5 x 35	2:00 Min	4:00 Min
21 x 38	3:00 Min	4:00 Min	13 x 14	0:55 Min	2:00 Min
16 x 26	4:00 Min	4:00 Min	7,5 x 13	0:25 Min	2:00 Min
12 x 29	2:00 Min	4:00 Min	7,5 x 52	1:00 Min	1:00 Min

Stosowanie ciepła stymuluje miejscowe krążenie i łagodzi napięcie. Może być stosowany w następujących przypadkach:

- bóle mięśni
- bóle pleców
- skurcze menstruacyjne

Instrukcje użytkowania

Nigdy nie należy umieszczać okładu bezpośrednio na skórze. Pomiędzy okładem i skórą zawsze umieszczać tkaninę.

Nie stosować dłużej niż 20 minut, pomiędzy aplikacjami zachować 30 minut przerwy!



Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Okład zimno-ciepły jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

W przypadku chorób serca, układu krążenia i cukrzycy należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować u dzieci, osób bezradnych, osób z zaburzeniami czucia i przechowywać w miejscu niedostępnym

Nie wywierać nacisku i pod żadnym pozorem nie używać uszkodzonego okładu, np. nieszczelnego.

Stosować u dzieci i osób z niedowładem umysłowym tylko pod nadzorem i przechowywać w miejscu niedostępnym!

W razie połknięcia wypluć usta wodą. Skorzystać z porady lekarza.

Czyszczenie

Przed użyciem wyprać ręcznie w roztworze łagodnego mydła. Do czyszczenia nigdy nie stosować środków dezynfekcyjnych ani innych rozpuszczalników.

Utylizacja

Okład można wyrzucić razem z odpadami domowymi.

Zgłaszanie incydentów

Każdy poważny incydent związany ze stosowaniem kompresu zimno-ciepło należy zgłaszać producentowi (e-mail: qm@cundv.de) oraz właściwym organom.

Uwagi specjalne



Wyrób medyczny



Przedstawiciel w Szwajcarii



Producent



Importer



Data produkcji



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Partnerzy dystrybucyjni



Tidyman



Numer partii produkcyjnej



Chronić przed światłem słonecznym



Numer artykułu



Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat



Przestrzegać instrukcji użytkowania
Zachować do przyszłego wykorzystania!



Podgrzewanie w kuchenke mikrofalowej – patrz „Czasy podgrzewania” dla odpowiedniego rozmiaru.



Uwaga



C+V Pharma Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15
33775 Versmold

Fon: +49 (5424) 21 64 40

Fax: +49 (5424) 21 64 34

Mail: info@cundv.de

www.cundv.de



Status informacji: 20230518