









C+V Pharma-Depot GmbH







ULTRASCHALL

Beschreibung: Das Kontaktgel ist ein optisch nicht-farbenes Gel, das ausschließlich für Ultraschall bestimmt ist und mit handelsüblicher Ultraschall-Verfahren kompatibel ist.

Anwendungsbereiche: Das Kontaktgel ist für Ultraschalluntersuchungen geeignet, um einen möglichst guten Kontakt zum Körper zu erreichen. Das Kontaktgel ist für medizinische Fachpersonal, vorgegebener Anweisung, gibt es keinen Ausschluss von Patienten.


Anwendung: Die benötigte Menge Gel auf der untersuchten Körperregion und/oder auf dem Ultraschallkopf. Durchführung der Ultraschalluntersuchung. Entfernen des Gels von der Ultraschallkopf Körperregion mit einem weichen Tuch.

Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Kontraindikation
Das Gel ist ausschließlich für die äußerliche Anwendung. Sollte bei folgenden Anwendungen nicht angewendet werden:
- Invasive Verfahren, bei denen eine Sonde eingesetzt wird.
- Jegliche Verfahren auf oder in der Nähe von

Ingredients: Aqua, Glycerin, Carbomer, Sodium Acrylate, Benzyl Alcohol, Methylchlorosiloxane, Methocel

- ⚠ Nur zur äußerlichen Anwendung
- ☞ Mit Feuchthalter
- ☞ Vor Sonnenlicht schützen
- MD Medizinprodukt
- Made in Germany



ELEKTRODENG

Beschreibung: Das Elektroden gel ist ein optisch und nicht-farbenes Gel, das ausschließlich für die Anwendung zur Verwendung mit EKG, EKG und EKG in elektromedizinischen Verfahren (ausgewählte) empfohlen wird.

Anwendungsbereiche: Das Elektroden gel ist für unbeschädigte Haut verwendet werden. Die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal, der vorliegenden Erkenntnis gibt es keine Haut-Patientengruppen.

Anwendung: Die benötigte Menge Gel auf der Hautoberfläche der zu untersuchenden Körperregion. Verteilen des Gels auf der Elektrodenfläche. Anbringen der Elektroden auf Patienten bzw. Entfernen der Elektroden mit einem weichen Tuch.

Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Kontraindikation
Das Gel ist ausschließlich für die äußerliche Anwendung. Sollte bei folgenden Anwendungen nicht angewendet werden:
- Nicht bei Defibrillationsverfahren anwenden.
- Jegliche Verfahren auf oder in der Nähe von

Ingredients: Aqua, Glycerin, Carbomer, Sodium Acrylate, Sodium Hydroxide, Polyurethane Glycol, Benzyl Alcohol, Methylchlorosiloxane, Vio-Gelb 1302, Citrusöl

- ⚠ Nur zur äußerlichen Anwendung
- ☞ Mit Feuchthalter
- ☞ Vor Sonnenlicht schützen
- MD Medizinprodukt
- Made in Germany